

別紙3 抗原検査キットの内容について

「スタンダードQ COVID-19 Ag」
(製造販売元：株式会社マルコム)

【添付文書】

※使用前にダウンロードして必ずお読みください。

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/ivdDetail/ResultDataSetPDF/730703_30300EZX00067000_A_01_02

※1箱の入り数が検査回数 25 テスト分。

※1カートンあたり 30箱が入っています。

(1カートンあたり 750 テスト分)。

※1カートンの大きさ及び重量は 550mm×490mm×430mm、約 15kg

(4段まで積み上げて保管可)

※保管にあたっては2～30℃の温度管理を必要とします。